


## Anticuerpo Policlonal Anti-Septin-1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wyj6

Número de artículo: CM0019585



### Introducción

Anticuerpo policlonal recombinante contra la Septina-1 humana (SWISS: Q8WYJ6) para Western blot, IHC-P y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y de rata. Reconoce la proteína de 42 kDa involucrada en la citocinesis y la organización del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Septin 1 Rabbit pAb                                                                                                                        |
| Observaciones/Alias | LARP; SEP1; DIFF6; SEPT1; PNUTL3; Septin 1                                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                                                     |
| GeneID (humano)     | 1731                                                                                                                                       |
| GeneID              | 1731                                                                                                                                       |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 270-370 de la Septina 1 humana (NP_443070.5). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                     |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                                   |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                        |
| SWISS               | Q8WYJ6                                                                                                                                     |
| Peso de la proteína | 42 kDa                                                                                                                                     |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                             |