

## Anticuerpo Policlonal Anti-Septina 11 Para Wb, Elisa - Q9Nva2

Número de artículo: CM0018488



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la Septina-11 humana, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para estudios de citoesqueleto, división celular y neurociencia.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Septina 11 pAb de Conejo                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | SEPT11; Septina 11                                                                                                                       |
| Especie             | Humano                                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 55752                                                                                                                                    |
| GeneID              | 55752                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de la Septina 11 humana (NP_060713.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                   |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                 |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                      |
| SWISS               | Q9NVA2                                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 49kDa                                                                                                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                           |