

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Septina 11 Para Wb, Elisa - Q9Nva2

Número de artículo: CM0014852



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la Septina-11 humana (SEPT11). Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios del citoesqueleto y la citoarquitectura neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo anti-Septina 11
Observaciones/alias	SEPT11; Septina 11
Especie	Humano
GeneID (humano)	55752
GeneID	55752
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de la Septina 11 humana (NP_060713.1).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9NVA2
Peso molecular	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo