

Anticuerpo Policlonal Anti-Septina 2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15019

Número de artículo: CM0026146



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Septina 2 de alta calidad para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona con la Septina-2 humana y de ratón. Inmunógeno de proteína recombinante. Ideal para investigación en división celular y citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Septina 2 pAb de conejo
Notas/Alias	DIFF6; NEDD5; SEPT2; NEDD-5; Pnutl3; hNedd5; Septin 2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4735
GeneID	4735
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 112-361 de la Septina 2 humana (NP_004395.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15019
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo