

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Septina 2 Para Wb Y Elisa - Q15019

Número de artículo: CM0011403



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo frente a Septina 2 humana (NEDD-5), validado para WB y ELISA. Reacciona con seres humanos, ratón y rata. La septina 2 es una GTPasa formadora de filamentos involucrada en la mitosis, la cilogénesis y la organización del citoesqueleto de actina. Ideal para investigación en biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb anti-Septina 2 de conejo
Observaciones/Alias	DIFF6; NEDD5; SEPT2; NEDD-5; Pnutl3; hNedd5; Septin 2
Especie	Humana
ID del gen	4735
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 202-298 de la Septina 2 humana (Q15019)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q15019
Peso de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo