


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Septina 4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43236

Número de artículo: CM0016864



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Septina 4 (SWISS: O43236), adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Detecta la GTPasa citoesquelética implicada en la apoptosis y la espermatogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Septina 4
Observaciones/Alias	H5, ARTS, MART, SEP4, CE5B3, SEPT4, PNUTL2, hucep-7, BRADEION, C17orf47, hCDCREL-2, Septina 4
Especie	Humano
ID de gen	5414
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43236
Peso de la proteína	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo