

Anticuerpo Policlonal Anti-Septin 5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99719

Número de artículo: CM0015574



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Septin 5 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta Septin 5 humano, de ratón y de rata, una GTPasa del citoesqueleto formadora de filamentos implicada en la citocinesis y la secreción plaquetaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Septin 5 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H5; SEPT5; CDCREL; PNUTL1; CDCREL1; CDCREL-1; HCDCREL-1; Septin 5
Especie	Humano
GenelD (Humano)	5413
GenelD	5413
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-369 del Septin 5 humano (NP_002679.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99719
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo