

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Septina-6 Para Wb Y Elisa - Q14141

Número de artículo: CM0027307



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Septina-6 humana (Q14141), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios del citoesqueleto, división celular y espermatogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Septina 6 pAb Conejo
Observaciones/Alias	SEP2; SEPT2; SEPT6; Septina 6
Especie	Humano
ID del Gen	23157
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 350-434 de la Septina 6 humana (NP_055944.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14141
Peso Molecular de la Proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo