

Anticuerpo Policlonal Anti-Septina 7 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16181

Número de artículo: CM0026276



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Septina 7 humana (Q16181), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante dirigido a los aminoácidos 307-436. Adecuado para investigación en citoesqueleto, mitosis y ciliogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Septina 7 pAb de conejo
Notas/Alias	CDC3, CDC10, SEPT7, SEPT7A, NBLA02942, Septin 7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	989
GeneID	989
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 307-436 de la Septina 7 humana (NP_001011553.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlinales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16181
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo