

Anticuerpo Policlonal Anti-Septina 8 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92599

Número de artículo: CM0018283



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Septina 8 humana, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la dinámica del citoesqueleto, el tráfico de vesículas y vías relacionadas con la enfermedad de Alzheimer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Septin 8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SEP2; SEPT8; Septin 8
Especie	Humano
GeneID (humano)	23176
GeneID	23176
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 348-427 de la Septina 8 humana (NP_001287728.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92599
Peso de la Proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo