

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Septina 8 Para Wb Y Elisa - Q92599

Número de artículo: CM0003593



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad para Septina 8 validado para WB y ELISA. Reacciona con Septina-8 humana, de ratón y de rata, una GTPasa del citoesqueleto implicada en la secreción plaquetaria y el tráfico de BACE1. Ideal para la investigación del Alzheimer y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo para Septina 8
Observaciones/Alias	SEP2; SEPT8; Septina 8
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	23176
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la Septina 8 humana (NP_001287728.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92599
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo