


Anticuerpo Policlonal Anti-Septina 9 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uhd8

Número de artículo: CM0028823



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo altamente específico dirigido a la Septina-9 humana. Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en dinámica del citoesqueleto, citocinesis y patogénesis microbiana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra Septina 9
Observaciones/Alias	MSF; MSF1; NAPB; SEPT9; SINT1; PNUTL4; SeptD1; AF17q25; Septina 9
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10801
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-110 de la Septina 9 humana (NP_001106964.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UHD8
Peso Molecular de la Proteína	65kDa
Envío	Bolsa de hielo