

Anticuerpo Monoclonal Anti-Serca1/Atp2A1 Para Wb, If-P, Elisa - O14983

Número de artículo: CM0003277

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante dirigido contra SERCA1/ATP2A1 humano (O14983). Apto para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de bombas de calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo SERCA1/ATP2A1
Observaciones/Alias	ATP2A; SERCA1; SERCA1/ATP2A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	487
GeneID	487
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 900-1001 de SERCA1/ATP2A1 humano (O14983).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O14983
Peso Molecular de la Proteína	95kDa/110kDa
Envío	Bolsa de hielo