

Anticuerpo Policlonal Anti-Serca1/Atp2A1 Para Western Blot - O14983

Número de artículo: CM0012915

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SERCA1/ATP2A1. Validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para la investigación del transporte de calcio en el músculo esquelético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SERCA1/ATP2A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ATP2A; SERCA1; SERCA1/ATP2A1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	487
GenelD	487
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 901-1001 de SERCA1/ATP2A1 humana (NP_775293.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O14983
Peso Proteico	110kDa
Envío	Bolsa de hielo