

Anticuerpo Monoclonal Anti-Serca2/Atp2A2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P16615

Número de artículo: CM0002974



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra SERCA2/ATP2A2, validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de transporte de calcio y función del RE/RS.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SERCA2/ATP2A2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DD, DAR, ATP2B, SERCA2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	488
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 943-1042 del SERCA2/ATP2A2 humano (P16615).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16615
Peso Proteico	115 kDa
Envío	Bolsa de hielo