

Anticuerpo Policlonal Anti-Serca2/Atp2A2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16615

Número de artículo: CM0014713



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SERCA2/ATP2A2 humano, validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de señalización de calcio y estrés del RE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SERCA2/ATP2A2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DD; DAR; ATP2B; SERCA2; SERCA2/ATP2A2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	488
ID de Gen	488
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia dentro de los aminoácidos 1-80 de SERCA2/ATP2A2 humano (NP_733765.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16615
Peso Proteico	115kDa
Envío	Bolsa de hielo