

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Serca2/Atp2A2 Para Wb, Ihc-P - P16615

Número de artículo: CM0015811



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SERCA2/ATP2A2 humano (P16615), validado para Western blot, inmunohistoquímica (parafina) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios del transporte de calcio y de las membranas del RE/RS.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SERCA2/ATP2A2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	DD; DAR; ATP2B; SERCA2; SERCA2/ATP2A2
Especie	Humano
GeneID (humano)	488
GeneID	488
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 111-253 de SERCA2/ATP2A2 humano (NP_733765.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P16615
Peso molecular	115 kDa
Envío	Bolsa de hielo