

Anticuerpo Policlonal Conejillo Anti-Serinc1 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - Q9Nrx5

Número de artículo: CM0021605

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SERINC1 humano (incorporador de serina 1), validado para aplicaciones de Western blot, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Adecuado para investigar la biosíntesis de fosfatidilserina y esfingolípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejillo SERINC1
Observaciones/Alias	TDE2; TMS2; TDE1L; TMS-2; SERINC1
Especie	Humano
GeneID (humano)	57515
GeneID	57515
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-453 de SERINC1 humano (NP_065806.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NRX5
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo