

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Serina Racemasa Para Wb Y Elisa - Q9Gzt4

Número de artículo: CM0003854



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Serina racemasa, reactivo con humano, para aplicaciones de WB y ELISA. La serina racemasa convierte la L-serina en D-serina, un co-agonista de los receptores NMDA; relevante en estudios de neurología y esquizofrenia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo contra Serina racemasa
Alias	ILV1, ISO1, Serina racemasa
Especie	Humano
GeneID (Humano)	63826
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la Serina racemasa humana (NP_068766.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9GZT4
Peso Molecular de la Proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo