

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Serina Racemasa (Srr) Para Wb, Elisa - Q9Gzt4

Número de artículo: CM0025463



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la serina racemasa humana (SRR) para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Peso molecular: 37kDa. Ideal para estudios de síntesis de D-serina y receptores NMDA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SRR Conejo pAb
Observaciones/Alias	ILV1; ISO1; SRR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	63826
GeneID	63826
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-340 de la SRR humana (NP_068766.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9GZT4
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo