

Anticuerpo Policlonal Anti-Transportador De Serotonina Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q60857

Número de artículo: CM0030214

Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo se dirige a la región N-terminal del transportador de serotonina de ratón (SERT/Slc6a4). Validado para WB, IHC-P y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de señalización por serotonina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Transportador de serotonina pAb de conejo
Notas/Alias	Htt; Sert; 5-HTT
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	6532
GeneID	15567
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-85 del transportador de serotonina de ratón (NP_034614.2))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q60857
Peso de la Proteína	70 kDa
Envío	Bolsa de hielo