

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Serpina10 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uk55

Número de artículo: CM0026829



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SERPINA10 de alta calidad validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reconoce SERPINA10 (inhibidor de proteasa dependiente de proteína Z) humano, de ratón y de rata, clave para la investigación de la coagulación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SERPINA10
Observaciones/Alias	PZI; ZPI; SERPINA10
Especie	Humano
GenelD (humano)	51156
GenelD	51156
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UK55
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo