

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Serpinb1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30740

Número de artículo: CM0029909



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-SERPINB1 para la detección del inhibidor de elastasa de leucocitos en WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Apoya estudios de inmunidad innata e inhibición de proteasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SERPINB1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EI; LEI; PI2; MNEI; PI-2; HEL57; M/NEI; ELANH2; HEL-S-27; SERPINB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1992
GeneID	1992
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-379 de la SERPINB1 humana (NP_109591.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30740
Peso proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo