

Anticuerpo Policlonal Anti-Serpinb13 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uiv8

Número de artículo: CM0017244

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SERPINB13 (Hurpin/Headpin). Validado para WB, IF/ICC y ELISA; reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Peso molecular previsto: 44 kDa. Ideal para estudios de biología cutánea y diferenciación de queratinocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SERPINB13 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HUR7; PI13; headpin; HSHUR7SEQ; SERPINB13
Especie	Humana
GeneID (humano)	5275
GeneID	5275
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 de SERPINB13 humana (NP_036529.1).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q9UIV8
Peso de la proteína	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo