

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Serpinb2/Pai-2 Para Wb Y Elisa - P05120

Número de artículo: CM0020520



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SERPINB2 (PAI-2) humano para Western blot (WB) y ELISA. Este reactivo permite investigar la inhibición del activador del plasminógeno de tipo uroquinasa, la función de las serpinas y aplicaciones relacionadas de DIV.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SERPINB2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PAI; PAI2; PAI-2; PLANH2; HsT1201; SERPINB2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	5055
ID del gen	5055
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-415 de SERPINB2 humano (NP_002566.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P05120
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo