

Anticuerpo Policlonal Anti-Serpinb6 Para Wb, Elisa - P35237

Número de artículo: CM0029239

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SERPINB6 validado para WB y ELISA, que reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la inhibición de proteasas de serina, la pérdida auditiva y la regulación de proteínas citoplasmáticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SERPINB6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAP; PI6; PTI; PI-6; SPI3; DFNB91; MSTP057; SERPINB6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5269
GeneID	5269
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-300 de SERPINB6 humana (NP_004559.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35237
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo