

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Serpinb9 (Pi9/Cap-3) Para Wb, If/Icc, Elisa - P50453

Número de artículo: CM0030048



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SERPINB9 de grado IVD validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce la serina B9 (PI9/CAP-3) de humano, ratón y rata, un inhibidor citoplasmático de la granzima B. Ideal para investigación sobre apoptosis y regulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SERPINB9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PI9; CAP3; PI-9; CAP-3; SERPINB9
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5272
ID del gen	5272
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 170-308 de la SERPINB9 humana (NP_004146.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50453
Peso molecular de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo