

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Serpinc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01008

Número de artículo: CM0003863



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad específico para SERPINC1 humano (Antitrombina-III). Validado para Western Blot, IHC-P y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de la coagulación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-SERPINC1
Observaciones/Alias	AT3, AT3D, ATIII, THPH7, ATIII-R2, ATIII-T1, ATIII-T2, SERPINC1
Especie	Humano
ID de gen (humano)	462
ID de gen	462
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de SERPINC1 humano (P01008).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P01008
Peso de la proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo