


Anticuerpo Policlonico Anti-Serpine2 Para Wb, Elisa - P07093

Número de artículo: CM0016119



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a SERPINE2 (Glia-derived nexin/Protease nexin 1), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Swiss P07093.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SERPINE2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GDN; PI7; PN1; PNI; PI-7; PN-1; GDNPF; SERPINE2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5270
GeneID	5270
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P07093
Peso de la Proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo