

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Serpinf2 Para Wb Y Elisa - P08697

Número de artículo: CM0013045

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SERPINF2 (alfa-2-antiplasmina). Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la fibrinólisis y las serpinas. - P08697

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SERPINF2 pAb de conejo
Observaciones/alias	AAP, API, PLI, A2AP, alpha2AP, ALPHA-2-PI, SERPINF2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	5345
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 302-491 de SERPINF2 humano (NP_001159392.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P08697
Peso molecular	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo