


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Serping1 Para Wb Y Elisa - P05155

Número de artículo: CM0002798



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra SERPING1 humano (Inhibidor de la proteasa C1 del plasma), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de la vía del complemento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SERPING1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	C1IN; C1NH; HAE1; HAE2; C1INH; SERPING1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	710
ID de Gen	710
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 del SERPING1 humano (P05155).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05155
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo