


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Serping1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P05155

Número de artículo: CM0019930



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SERPING1 validado para aplicaciones WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con SERPING1 de humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de vía del complemento, coagulación y generación de cininas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SERPING1 Rabbit pAb
Notas / Alias	C1IN; C1NH; HAE1; HAE2; C1INH; SERPING1
Especie	Humano
GeneID (humano)	710
GeneID	710
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 201-500 de SERPING1 humano (NP_001027466.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05155
Peso de la proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo