

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Serpini1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99574

Número de artículo: CM0013327



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SERPINI1/neuroserpina humana, adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar plasticidad sináptica, neurodegeneración e inhibición de proteasas en tejidos cerebrales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo SERPINI1
Observaciones/Alias	PI12; HNS-S1; HNS-S2; neuroserpina; SERPINI1
Especie	Humano
GeneID (humano)	5274
GeneID	5274
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 181-410 de SERPINI1 humano (NP_005016.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q99574
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo