

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Serpini2 Para Wb, If-P, Elisa - O75830

Número de artículo: CM0013626

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SERPINI2 validado para Western blot, inmunofluorescencia (IF-P) y ELISA. Detecta SERPINI2 humano y presenta reactividad cruzada con ratón y rata, apoyando la investigación de inhibidores de proteasas y páncreas.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | SERPINI2 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias           | MEPI; PI14; PANCIN; TSA2004; SERPINI2                                                                                                 |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                |
| GeneID (Humano)               | 5276                                                                                                                                  |
| GeneID                        | 5276                                                                                                                                  |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 56-405 de SERPINI2 humano (NP_006208.1). |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría                     | Anticuerpos policlonales                                                                                                              |
| Aplicación                    | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                       |
| Reactividad cruzada           | Ratón, Rata                                                                                                                           |
| SWISS                         | O75830                                                                                                                                |
| Peso molecular de la proteína | 46kDa                                                                                                                                 |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                        |