

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sesn2 Para Wb, Elisa - P58004

Número de artículo: CM0016378



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a SESN2 humano (Sestrina-2/HI95), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación sobre señalización de mTOR y estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SESN2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HI95; SES2; SEST2; SESN2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	83667
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P58004
Peso de la proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo