

## Anticuerpo Policlonal Anti-Sesn3 Para Wb, Elisa - P58005

Número de artículo: CM0025170

### Introducción

Anticuerpo anti-SESN3 policlonal de conejo validado para WB y ELISA. Detecta SESN3 humano (57 kDa), un sensor de leucina y protector del estrés oxidativo. Ideal para investigación metabólica y de estrés. - P58005

[Aprende más](#)

| Especificación      | Detalles                                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de Conejo SESN3                                                                                                              |
| Observaciones/Alias | SEST3; SESN3                                                                                                                     |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| ID Gen (Humano)     | 143686                                                                                                                           |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-310 de SESN3 humano (NP_653266.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                           |
| SWISS               | P58005                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 57 kDa                                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |