

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sestrina 1 (Pa26/Sest1) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6P5

Número de artículo: CM0002237

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la sestrina 1 humana (PA26/SEST1), validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para el estudio de la señalización de TORC1, el estrés oxidativo y la regulación metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-sestrina 1
Observaciones/Alias	PA26; SEST1; sestrina 1
Especie	Humano
ID de gen	27244
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de la sestrina 1 humana (Q9Y6P5).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y6P5
Peso de la proteína	57 kDa
Envío	Bolsa de hielo