


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sestrina 2 Para Wb, Elisa - P58004

Número de artículo: CM0007304



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Sestrina 2 validado para WB y ELISA, que reacciona de forma cruzada con SESN2 humano, de ratón y de rata. Este regulador metabólico inducible por estrés es un sensor de leucina que modula mTORC1; adecuado para la investigación de señalización de estrés oxidativo y nutrientes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra Sestrina 2
Observaciones/Alias	HI95; SES2; SEST2; Sestrina 2
Especie	Humano
GeneID (humano)	83667
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 300-400 de la Sestrina 2 humana (NP_113647.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P58004
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo