


Anticuerpo Policlonal Anti-Set1A Para Wb, Elisa - O15047

Número de artículo: CM0022164



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra SET1A humano (O15047), validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para la investigación de la remodelación de la cromatina y la metilación de histonas.

[Aprende más](#)

Parámetros principales	Detalles
Nombre del producto	SET1A Rabbit pAb
Observaciones/alias	Set1; EPEDD; KMT2F; Set1A; NEDSID; SET1A
Especie	Humano
GeneID (humano)	9739
GeneID	9739
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 258-458 de SET1A humano (O15047)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	O15047
Peso de la proteína	186 kDa
Envío	Bolsa de hielo