

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Setbp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6X0

Número de artículo: CM0030226

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SETBP1 de alta especificidad para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona con la SETBP1 humana (175kDa). Útil para el estudio de leucemias mieloides y discapacidad intelectual.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SETBP1 Rabbit pAb
Notas/Alias	SEB; MRD29; SETBP1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	26040
ID del Gen	26040
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-242 de la SETBP1 humana (NP_001123582.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y6X0
Peso Molecular de la Proteína	175kDa
Envío	Bolsa de hielo