

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Setd1B Para Wb Y Elisa - Q9Ups6

Número de artículo: CM0019895



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SETD1B humano (KMT2G), adecuado para Western blotting (WB) y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Para investigación en biología de la cromatina y hematopoyesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra SETD1B
Observaciones/Alias	KMT2G; Set1B; IDDSLD; SETD1B
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	23067
ID de gen	23067
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1673-1770 de SETD1B humano (NP_001340274.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UPS6
Peso de la proteína	213 kDa
Envío	Bolsa de hielo