


Anticuerpo Policlonal Anti-Setd2 Para Wb, Elisa - Q9Byw2

Número de artículo: CM0018249



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SETD2 humano, una histona metiltransferasa. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada hacia humano. Adecuado para investigación en epigenética, cáncer y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SETD2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	LLS, HYPB, SET2, HIF-1, HIP-1, KMT3A, MRD70, RAPAS, HBP231, HSPC069, p231HBP, SETD2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29072
GeneID	29072
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 803-1103 de SETD2 humano (NP_054878.5).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9BYW2
Peso Proteico	288kDa
Envío	Bolsa de hielo