


Anticuerpo Policlonal Anti-Setd2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Byw2

Número de artículo: CM0029520



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SETD2 de alta calidad validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a la histona metiltransferasa implicada en H3K36me3, reparación del ADN y regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SETD2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LLS; HYPB; SET2; HIF-1; HIP-1; KMT3A; MRD70; RAPAS; HBP231; HSPC069; p231HBP; SETD2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29072
GeneID	29072
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 2475-2564 de SETD2 humana (NP_054878.5)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BYW2
Peso Proteico	288kDa
Envío	Bolsa de hielo