

Anticuerpo Policlonal Anti-Setd3 Para Wb, Ip, Elisa - Q86Tu7

Número de artículo: CM0018943



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SETD3 humano (hSETD3/C14orf154), validado para WB, IP, ELISA. Específico para actina-histidina N-metiltransferasa, ~67 kDa. Ideal para estudios de citoesqueleto y metilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SETD3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	hSETD3; C14orf154; SETD3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84193
GeneID	84193
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 72-329 de SETD3 humano (NP_115609.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q86TU7
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo