

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Setd5 Para If/Icc, Elisa - Q9C0A6

Número de artículo: CM0014484

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra SETD5 validado para IF/ICC y ELISA. Detecta la SETD5 humana, una histona metiltransferasa involucrada en el desarrollo cerebral y la regulación de la cromatina. Ideal para investigaciones neurodesarrollales y epigenéticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SETD5 Rabbit pAb
Notas/Alias	MRD23; SETD5A; SETD5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55209
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 520-740 de la SETD5 humana (NP_001073986.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9C0A6
Peso Molecular	158kDa
Envío	Bolsa de hielo