

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Setd5 Para Wb - Q9C0A6

Número de artículo: CM0026916

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SETD5 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la regulación de la cromatina en el desarrollo cerebral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra SETD5
Observaciones/Alias	MRD23; SETD5A; SETD5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55209
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1054-1153 de SETD5 humano (NP_001073986.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9C0A6
Peso de la proteína	158kDa
Envío	Bolsa de hielo