

Anticuerpo Policlonal Anti-Setd6 Para Wb, Elisa - Q8Tbk2

Número de artículo: CM0027756



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la SETD6 humana, una N-lisina metiltransferasa involucrada en la señalización de NF- κ B y la autorrenovación de células madre. Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SETD6 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SETD6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79918
GeneID	79918
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 301-473 de la SETD6 humana (NP_001153777.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TBK2
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo