

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Setdb2 Para Wb, Elisa - Q96T68

Número de artículo: CM0029905



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a SETDB2 humano (KMT1F), validado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata, por lo que es ideal para investigación epigenética sobre metilación de histonas y silenciamiento génico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SETDB2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CLLD8; CLLL8; KMT1F; C13orf4; SETDB2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	83852
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 148-378 de SETDB2 humano (NP_114121.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q96T68
Peso de la proteína	82kDa
Envío	Bolsa de hielo