

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Setmar Para Ihc-P Y Elisa - Q53H47

Número de artículo: CM0025396



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SETMAR/Metnase humana para IHC-P y ELISA, dirigido a una proteína de fusión histona metiltransferasa-transposasa de 78 kDa involucrada en la reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SETMAR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Mar1; METNASE; SETMAR
Especie	Humana
ID del gen	6419
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-300 de SETMAR humana (NP_006506.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q53H47
Peso de la proteína	78kDa
Envío	Bolsa de hielo