

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Set/Taf1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q01105

Número de artículo: CM0008353



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la proteína humana SET/TAF1. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA, con reactividad cruzada para humano, ratón y rata. Ideal para investigación de apoptosis, transcripción y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SET/TAF1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	2PP2A; IGAAD; MRD58; TAF-I; I2PP2A; IPP2A2; PHAPII; TAF-IBETA; SET/TAF1
Especie	Humano
GeneID (humano)	6418
GeneID	6418
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-290 de SET/TAF1 humano (Q01105).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01105
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo